

DKL

YOUR DENTAL UNIT



DKL D2 EP

Elemento del odontólogo sobre riel de desplazamiento paralelo (manual):

- Conjunto de Cubiertas Antracita
- Apoyabrazo Izquierdo
- Jeringa FARO 3 Funciones
- Manguera Neumática con Luz
- Micromotor con Luz LED W&H EM12-L 100-40.000 r.p.m.
- Sistema ADVANCE AIR, incluye:
2 Turbinas Primea Advanced AIR W&H RG-97 L + Acoplamiento W&H RQ-24
- Lámpara a Equipo (8.000 a 50.000 LUX)
- Válvulas para sistema de aspiración húmedo VS Dürr (Corte y Escupidera)
- Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.

☎ 902 01 08 71

📞 669 40 58 59

✉ info@dklspain.com

www.dklspain.com

CUOTA: desde **641€***
Consulte financiación

*Precios sin IVA. Cuota calculada a 60 meses con financiación.
Consultar opciones. Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2020.

EXPO  DENTAL 2020

 IFEMA
Feria de Madrid

DKL L2 ECO AIR



- 5 programas, reposacabezas de doble articulación, bastidor de acero inoxidable y tapicería soft, Posición más alta: 800 mm / Posición más baja: 570 mm.
- Dispositivo médico sobre un brazo giratorio, 2 mangueras de aspiración, pedal neumático.
 - Escupidera y brazo de aspiración asistente opcionales.

- Tapizado Ergo
- Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
- Jeringa FARO 3 Funciones
- Manguera Neumática con Luz
- Válvulas VS Dürr (Corte)
- Cánulas de Aspiración (Eyector de Saliva y Aspirador Quirúrgico)
- Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.

CUOTA: desde **245,74€***
Consulte financiación

DKL L2 ECO

- 5 programas, reposacabezas de doble articulación, bastidor de acero inoxidable y tapicería soft, Posición más alta: 800 mm / Posición más baja: 570 mm.
- Dispositivo médico sobre un brazo giratorio, 2 mangueras de aspiración, pedal neumático.
- Escupidera y brazo de aspiración asistente opcionales.

- Tapizado Ergo
- Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
- Jeringa FARO 3 Funciones
- Manguera Neumática con Luz
- Micromotor inducción EM-12L LED 40.000 r.p.m.
- Válvulas VS Dürr (Corte)
- Cánulas de Aspiración (Eyector de Saliva y Aspirador Quirúrgico)
- Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.



CUOTA: desde **292,79€***
Consulte financiación

DKL L2 S600

- Movimiento del respaldo y del asiento con sistema de arranque y parada suave, se pueden memorizar 5 programas, reposacabezas de doble articulación, bastidor de acero inoxidable y tapicería soft. Posición más alta: 800 mm / Posición más baja: 570 mm

Dispositivo médico sobre brazo giratorio, con interfaz de usuario configurable individualmente para 6 usuarios. Puede utilizarse para endodoncia o implantología con sólo pulsar un botón, permite almacenar cómodamente todos los valores de inserción de implantes en una memoria USB. Pedal inhalámbrico.

OFERTA: 541,25€
Consulte financiación

- Tapizado Ergo
- Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
- Jeringa FARO 3 Funciones
- Manguera Neumática con Luz
- Micromotor inducción EM-12L LED 40.000 r.p.m.
- Columna de agua (escupidera)
- Brazo asistente con dos mangueras de asp. sobre rail telescópico
- Kit de válvulas VS Dürr para sistema de aspiración húmedo
- DGW Unidad de separación de agua según la norma EN1717
- Lámpara a Equipo (8.000 a 50.000 LUX)
- Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.



DKL
YOUR DENTAL UNIT

902 01 08 71 

669 40 58 59 

info@dklspain.com 

www.dklspain.com

DIGITALICE SU CLÍNICA



CS 9600



iTero Element 2



CS 3700

iTero Element 2

iTero Element 2 es un escáner digital de última generación que facilita el diagnóstico, el tratamiento, la planificación y la presentación de casos clínicos.

Con esta herramienta se puede establecer una mejor comunicación con el paciente ya que podrá mostrar todo aquello que le quiere comunicar con un soporte 3D que le muestre el interior de su boca.

- Pantalla táctil panorámica expandida de 21,5"
- Batería integrada
- La pieza de mano no precisa ser calibrada
- Cabezal de silicona, para mayor comodidad.
- Base ergonómica y centrada
- Certificado INVISALIGN
- Reproducción tridimensional exacta de la boca del paciente, con la que se puede llegar a hacer hasta una simulación de ortodoncia, mostrar los resultados deseados con un tratamiento y visualizar la evolución del paciente.
- Se pueden realizar escaneos en movimiento, teniendo en cuenta los cambios de posición y el tejido blando.
- Con la opción Myitero.com, se pueden acceder a los resultados del escáner desde cualquier ordenador conectado a su red.
- Se ofrece formación en aulas virtuales



CS 3600

Exploración inteligente al alcance de su mano.

En restauraciones, ortodoncia o implantes, el CS 3600 se adapta a sus necesidades con la captura rápida y fácil de impresiones digitales. El escáner es compatible con un amplio conjunto de aplicaciones, con flujos de trabajo específicos para restauraciones, ortodoncia y restauraciones sobre implantes. La exploración continua de alta velocidad ofrece una experiencia de usuario sencilla y súper rápida, uniforme y eficiente.

El sistema de adaptación inteligente permite al usuario completar la información que falte en cualquier zona.

El historial de datos de exploración le permite eliminar el exceso de tejido explorado para obtener una impresión digital final con mayor nivel de detalle. Una interfaz de usuario intuitiva con guiado paso a paso ayuda a simplificar la transición a un flujo de trabajo digital.

Los cabezales reutilizables y esterilizables en autoclave suministrados en dos diseños intercambiables optimizan la ergonomía mientras ofrecen opciones flexibles y la menor altura de cabezal esterilizable en autoclave en el mercado. La exploración en color 3D «Full HD» precisa y exacta proporciona una magnífica calidad de imagen.

La exploración con un sistema abierto ofrece una flexibilidad óptima con archivos generados .stl y .ply

| Consulte financiación



CS 3700

CS 3700 se ha diseñado para ofrecerle una comodidad extraordinaria y funcionalidad superior. Detecta automáticamente el color del esmalte de la zona explorada para identificar la coincidencia perfecta y conseguir resultados de restauración óptimos.

Está equipado con capacidades de exploración híbrida, que permiten combinar una impresión parcial con una exploración digital en vivo en un solo archivo.

Proporciona una vista más clara de la exploración en tiempo real, ya que dispone de más espacio de exploración. El software CS ScanFlow2 de uso sencillo le permite acceder a cualquier indicación desde una única exploración, disfrutar de un procesamiento un 60 % más rápido, limpiar la retícula, eliminar los brackets, preparar la base de impresión y enviar el modelo digital a un laboratorio o tercero con un solo click.

| Consulte financiación





OPCIONES ANCAR:

Ultrasonidos NSK VARIOS 170 sin luz
Micromotor MCX LED (SERIE 1)
Tapizado Super Soft

ANCAR SD 150-175

Incluye: Sillón ANCAR-3000 con Kit Trendelenburg, cabezal abatible, Jeringa Luzzani 3F, Soporte asistente con 2 mangueras aspiración, pedal con control de movimientos y accionamiento por palanca, apoyabrazos izquierdo.



CUOTA: desde **200,20€***
Consulte financiación



- Manguera de turbina con luz LED •
- Micromotor MCX •
- Kit de aspiración externa Dürr (Válvula centralizadora y de escupidora) •
- Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux •
- Taburete TD-600 •



ANCAR SD-550/ SD-575

Incluye: Sillón con Kit Trendelenburg, cabezal abatible, jeringa Luzzani 6F INOX, soporte asistente con regulación en altura, sistema selectivo mangueras aspiración, pértigas compensadas Standard (en Sd-550), pedal electrónico SIN CABLE, apoyabrazos izquierdo, kit de conexión rápida: USB, AIRE/AGUA, 230V. Sistema selectivo mangueras de aspiración, sistema DENTAPURE de purificación de agua.

CUOTA: desde **315,46€***
 Consulte financiación

- Manguera de turbina con luz LED
- Micromotor inducción MCX LED
- Kit Ultrasonidos NSK VARIOS 170 LED
- Válvula de escupidera Dürr
- Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux
- Taburete TD-500

ANCAR SD-300 / SD 350

Incluye: Sillón ANCAR-3000 con Kit Trendelenburg, cabezal abatible, jeringa Luzzani 6F INOX, soporte asistente con regulación de altura y dos mangueras aspiración, pértigas compensadas Standard (en Sd-300), pedal electrónico, apoyabrazos izquierdo, Kit de Conexión rápida: USB, AIRE/AGUA, 230V., sistema selectivo mangueras aspiración, y sistema DENTAPURE de purificación de agua.



CUOTA: desde **275,78€***
 Consulte financiación

- Manguera de turbina con luz LED
- Micromotor inducción MCX LED
- Kit Ultrasonidos NSK VARIOS 170 LED
- Válvula de escupidera Dürr
- Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux
- Taburete TD-500 con respaldo



ancar

Lámpara Orion 40DS Led techo

Enfoque a 80 cm.
 Campo iluminado de 15 cm de ancho y de 20 cm en modo Extended View.
 Intensidad luminosa variable de 40.000 a 130.000 lux.
 Doble temperatura de color 4500°K y 5000°K.

OFERTA: 3.990€



Sistema de esterilización del aire apto para gabinetes de hasta 120 m², capaz de tratar el aire biológicamente.



Esterilizador de aire Sterilair Pro

OFERTA: 999€



Vistascan Mini Easy Dürr

Escaner digital, fácil de manejar y espacio reducido.
 Placa totalmente flexible.
 Resolución muy alta de 22 LP/mm. La tecnología PCS reproduce lesiones de caries D1 e instrumentos de endodoncia hasta ISO 06.
 Aprovecha el 100% de la superficie activa de la placa.
 Escanear, borrar y volver a utilizar en un solo paso.
 Rápida disponibilidad de la imagen en 6 segundos en la misma sala de tratamiento.
 Puede integrarse desde el USB o la red.


OFERTA: 4.150€

RVG CS5200 Carestream

Solución ideal para los odontólogos que deseen descubrir la radiología intraoral, con un flujo de trabajo simplificado:

RVG CS 5200

OFERTA: 2.499€*



RVG CS6200 Carestream

Captador digital de alta resolución de tecnología SuperCmos, incorpora software de tratamiento de la imagen sin límites de licencias.

RVG CS 6200+ Cámara Intraoral CS1200

OFERTA: 3.399€*



Captador Digital RVG 142

Captador digital asequible y fácil de usar sin sacrificar rendimiento para la radiografía digital sin demora

OFERTA: 1.990€*





Turbina Bora Led Bien Air

Bora L Led Acoplamiento Unifix
 Bora LK acoplamiento Multiflex Kavo
 Oferta especial Expodental: 2 year full cover + 4
 botellas lubrifiantes:

OFERTA: 599€

Tornado X Led Bien Air

Tornado X L con conexión Bien-Air
 Tornado X LK con conexión Kavo
 Turbina Tornado X:

OFERTA: 649€

Duo pack + Acoplamiento Gratuito:

OFERTA: 1.285€

Micromotor MC3 Led Bien Air

OFERTA: 599€

Kit Superior Plus NSK
 Turbina de acero inoxidable con luz M900L
 Acoplamiento PTL-CL-Led
 Contra-ángulo 1:1 de acero inoxidable sin luz M25



Kit Superior Plus.

OFERTA: 845€

Sólo la turbina de acero inoxidable M900L o M900KL

OFERTA: 429€

Sólo Contra-ángulo 1:1 de acero inoxidable sin luz M25

OFERTA: 339€



Pack 02 luz Autogenerada W&H

Equipos con y sin luz
 Turbina TE-98 LQ Luz Led+
 Acoplamiento RQ-54 Luz Led+
 Contra-ángulo 1:1 WE-56 Led G

OFERTA: 899€

Turbina NSK Ilion M600KL

OFERTA: 369€

Contra-ángulo NSK Ilion
 S-Max M25 azul sin luz

OFERTA: 259€



IMPLANTMED CLASSIC W&H



Unidad quirúrgica para su práctica diaria. Fácil de manejar, todos los programas son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control:

Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm

Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor

Implantmed Kit A sin luz (CA WI-75 E/KM).

OFERTA: **2.190€**

Implantmed Kit B con luz Led+ Autogenerada (CA WS-75 LG).

OFERTA: **2.490€**

CHIROPRO PLUS BIEN AIR



Sistema electrónico de alta precisión Navegación intuitiva: un único botón giratorio de control permite que el par seleccionado en la consola se corresponda exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento. No requiere calibración adicional.

Chiropro Plus + Triopack de mantenimiento:

OFERTA **2.250€**

Chiropro Plus con Contra-ángulo CS20:1L+ Triopack de mantenimiento:

OFERTA **2.799€**

SURGIC PRO NSK



Micromotor para implantología

Torque potente (hasta 80 Ncm).

Amplio espectro de velocidades (200 a 40.000min⁻¹).

6 programas de implantes preestablecidos con 8 programas individuales

Incluye Contra Ángulo SG20 sin luz, reducción 20:1

OFERTA A partir de: **2.390€**



Dispositivo para medir y realizar una evaluación segura de la estabilidad del implante junto a los smartPegs, haciendo de este modo posible controlar la osteointegración y elegir el momento óptimo para cargar el implante, reduciendo tiempos de tratamiento y evitando rechazos en pacientes de alto riesgo. Fácil evaluación mediante luz de colores y valores ISQ. Se conecta con Implantmed

OFERTA: **1.590€**

OSSTELL W&H



Dispositivo de monitorización de osteointegración, para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata de pacientes de alto riesgo.

OFERTA: **1.390€**



OSSEO 100 NSK



Destornillador protésico inalámbrico, especialmente concebido para implantología y ortodoncia. compatible con los principales sistemas de implantes Con calibración de torque (TCS) Torque preciso entre 10 y 40 Ncm Velocidades de 15,20 o 25 min

OFERTA: **799€**

ISD900 NSK



LASER WISER

Láser de diodo desarrollado para tratamientos de bioestimulación, blanqueamiento, periodoncia, cirugía, terapia y endodoncia. Sin cables:

- Tratamientos más rápidos y recuperación más corta
- Menos anestesia, dolor y sutura
- Impulso continuo, pulsado y súper pulsado



OFERTA: **7.990€**

LASER GEMINI ULTRADENT

Primer láser de diodo de tejido blando, diseñado en los Estados Unidos.

- Alivio del dolor y disminución de la inflamación
- Mejora los tiempos de cicatrización
- Mejora la respuesta celular proporcionando un incremento de energía a nivel de la mitocondria.



OFERTA: **7.770€**

Autoclave LINA 22 Litros W&H



- 22 litros de capacidad.
- Los tiempos de ciclo de Lina se reducen hasta la mitad con el ciclo corto ECO B
- Funcionamiento silencioso gracias al sistema de separación de agua patentado.
- El filtro antipolvo incorpora y garantiza niveles de rendimiento constantes y disminuye los costes de mantenimiento.

OFERTA: **3.399€**



Selladora SEAL W&H



Seal² es una selladora automática que realiza sellados de 12 mm. La temperatura de sellado se regula electrónicamente lo que previene quemaduras en las bolsas y a su vez garantiza un sellado perfectamente hermético.

OFERTA: **379€**

ICLAVE PLUS NSK



Autoclave de clase B con cámara de 18 litros de capacidad y volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros:

- Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
- Sistema de calentamiento adaptativo que permite alcanzar una temperatura uniforme evitando dañar los instrumentos
- Bajo consumo energético y de agua

OFERTA: **3.199€**

Autoclave B Futura Mocom

Autoclave que funciona con agua del grifo. La esterilización del instrumental dental con el B Futura se convierte en una tarea rápida y sencilla. Sus excelentes prestaciones y su intuitiva interfaz hacen que se pueda completar un ciclo en 31 minutos.

- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

OFERTA: A partir de **3.690€**

