

#whdentalwerk



wh.com



**Años de  
Garantía**

Made in **AUSTRIA**



En todas nuestras  
Ofertas y Novedades  
**Marzo-Julio 2020**



# Instrumental de Clínica



**Turbina Fusion  
TG-98 L+RQ-24**  
Luz LED+  
4 Sprays  
Cabezal Ø11,5mm  
21 W/360.000 rpm  
Conexión W&H

**€825**  
PVP 1.117€



**Turbina Fusion  
TG-98 L/LM**  
Luz LED+  
4 Sprays  
Cabezal Ø11,5mm  
21 W/360.000 rpm  
Conexión W&H/Multiflex®\*

**€725**  
PVP 837€



**Turbina Alegra  
TE-98 LQ+RQ-54**  
Luz LED+ Autogenerada  
3 Sprays  
Cabezal Ø12,2mm  
18 W/330.000 rpm  
Conexión W&H

**€625**  
PVP 933€



**Turbina Alegra  
TE-95 RM**  
Sin Luz  
Spray Simple  
Cabezal Ø12,2mm  
18 W/330.000 rpm  
Conexión 4 Vías

**€315**  
PVP 439€



**Turbina Vision  
TK-98 L+RQ24**  
Luz Anillo 5 LEDs+  
5 Sprays  
Cabezal Ø11,5mm  
24 W/360.000 rpm  
Conexión W&H

**€895** TK-98 L PVP 1.338€  
**€995** TK-98 L+RQ-24 PVP 1.618€



Luz 5 LEDs  
**iluminación  
sin sombras**  
Synea Vision

Refrigeración  
**5 Sprays**  
Synea Vision

**Luz LED+** mejor contraste  
y reproducción de colores  
Synea Fusion

**Luz LED+  
autogenerada** para  
equipos sin luz  
Alegra



**3**  
Años de Garantía  
Made in AUSTRIA



**Pack 01**  
Turbina TE-98 LQ Luz LED+  
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+  
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz  
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

**€1.215**  
PVP 2.119€



**Pack 02**  
Turbina TE-98 LQ Luz LED+  
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+  
Contra-ángulo 1:1 WE-56 LED G Luz LED+

**€1.095**  
PVP 1.729€



**Pack 03**  
Turbina TG-98 L Luz LED+  
Acoplamiento RQ-24 Luz LED+  
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz  
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

**€1.295**  
PVP 2.303€



**Contra-ángulo  
Vision  
WK-99 LT**  
Luz Barra Vidrio  
5 Sprays  
Cabezal Ø 9,5mm  
Contra-ángulo 1:5

**€895**  
PVP 1.403€



**Contra-ángulo  
Fusion  
WG-99 LT**  
Luz Barra Vidrio  
4 Sprays  
Cabezal Ø 9,5mm  
Contra-ángulo 1:5

**€825**  
PVP 1.066€



**Contra-ángulo  
Fusion  
WG-99 A**  
Sin Luz  
4 Sprays  
Cabezal Ø 9,5mm  
Contra-ángulo 1:5

**€625**  
PVP 806€



**Contra-ángulo  
Alegra  
WE-99 LED G**  
Luz LED+ Autogenerada  
3 Sprays  
Cabezal Ø 10,1mm  
Contra-ángulo 1:4,5

**€825**  
PVP 1.084€



**Contra-ángulo  
Alegra  
WE-56 LED G**  
Luz LED+ Autogenerada  
Spray Simple  
Cabezal Ø 10,1mm  
Contra-ángulo 1:1

**€625**  
PVP 796€

# Scalers de ultrasonidos



Pieza de mano con **anillo de 5 LEDs\***



**Años de Garantía**  
Made in AUSTRIA



## Pyon 2 sin luz

Pieza de mano desmontable  
Pedal de control  
Incluye puntas 1U y 3U

**€550**

PVP 952€



## Pyon 2 con luz

Pieza de mano desmontable  
Pedal de control  
Incluye puntas 1U, 3U y 3P

**€750**

PVP 1.240€

\*Sólo en el modelo con luz.



**Años de Garantía**  
Made in AUSTRIA



**Nuevo**



## Proxeo Ultra PB-520

**Pedal con cable**  
Depósito grande de 750 ml  
Sin luz

**€1.100**

PVP 1.938€



## Proxeo Ultra PB-530

**Pedal inalámbrico**  
Depósito grande de 750 ml  
Luz Anillo 5 LEDs

**€1.499**

PVP 2.244€

3 Años de garantía, condiciones en pág. 22.



Los scalers W&H son aptos para **pacientes con marcapasos**



Compatible con puntas Satelec, EMS, Mectron



Pieza de mano con **anillo de 5 LEDs\***



Cambio de puntas **ultra rápido Q-Link**



## Elija su pieza de mano

Los scalers Proxeo Ultra están disponibles con el exclusivo **sistema de sujeción rápida Q-Link**. Además disponen de otras dos piezas de mano con rosca clásica **compatibles con puntas EMS, Mectron, y Satelec**.

\*Sólo en el modelo PB-530.



**Temperatura regulable** del líquido

Pieza de mano con **anillo de 5 LEDs**



**Años de Garantía**  
Made in AUSTRIA



## Tigon+

Cinco posibilidades de tratamiento  
Tratamiento seguro por tres modos  
Programa de limpieza de mangueras  
Incluye puntas 1U, 3U, 1P, 1I y 1E

**€1.695**

PVP 3.525€



# Aeropulidor Proxeo Aura

**3**  
Años de  
Garantía  
Made in AUSTRIA

**Nuevo**



**Anillo de control**  
para cambiar entre  
los tratamientos

**Accesorios de  
spray** con diferentes  
ángulos y longitudes

**Chorro de  
polvo integrado**

**Deposito  
transparente**  
de fácil llenado



## 2 aplicaciones en una misma solución.

Para tratamientos estéticos,  
periodontales y perimplantares,



### Proxeo Aura Kit Prophy

- Pieza de mano PF-60
- Cabezal de spray de 120°
- 1 Botella SOFT (Bicarbonato sódico) 250 gr
- Cabezal de spray de 90°
- 2 Botellas SENSITIVE (Glicina) 160 gr
- Accesorios limpieza

**€990**

PVP 1.285€



### Proxeo Aura Kit Perio

- Pieza de mano PF-60
- Cabezal de spray de 120°
- 1 Botella SOFT (Bicarbonato sódico) 250 gr
- Cabezal de spray de 90°
- Cabezal de spray Perio
- 40 puntas subgingivales para perio
- 1 Botella SENSITIVE (Glicina) 160 gr
- Accesorios limpieza

**€1.290**

PVP 1.417€



**Pablo Ramol**

+34 618 622 175

pablo.ramol@wh.com

## A su servicio, nuestro experto en Profilaxis

W&H pone a su disposición un experto en profilaxis al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatssApp para resolver cualquier duda sobre nuestros productos de profilaxis y los distintos tratamientos.



### Contra-ángulo WP-64 MU

- Sin luz
- Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema Screw-in\*

**€315**

PVP 424€

### Proxeo Twist WP-66 W

- Sin luz
- Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H\*

**€315**

PVP 424€

**100  
Cabezales  
Prophy  
Gratis**

**3**  
Años de  
Garantía  
Made in AUSTRIA



### Proxeo Twist Cordless

- Pieza de mano inalámbrica ligera
- Pedal inalámbrico
- Cabezales desechables
- Batería de ion-litio

**€999**

PVP 1.394€



**EliSense\*\***, información con luces LED sobre el ciclo, la temperatura,...



**EliTrace\*\***, trazabilidad de cada instrumento o kit individualmente



**Eco Dry+\*\***, ciclo rápido de esterilización de solo **13 minutos**



Los esterilizadores W&H incluyen **curso de formación** para el personal de la clínica.



+info en su móvil  
Video instalación esterilizador Lina

Máximo ahorro  
**1ª revisión técnica a los 4.000 ciclos.**

Al comprar un esterilizador

**GRATIS\***

1 Junta de la puerta


2 Filtros bacteriológicos

2 Filtros antipolvo



## Esterilizadores **Clase B**

La fiabilidad de miles de esterilizadores vendidos.



El nuevo esterilizador Lara incorpora un **porta-bandejas especial con capacidad extra.**



**Lina**  
22 litros

Navegación por teclado  
Trazabilidad automática integrada  
**Ciclo Corto ECO B 30 minutos**  
3 Bandejas

**€3.950**

PVP 6.508€

3 Años de garantía, condiciones en pág. 22.



**Lara**  
22 litros

Pantalla táctil a color  
Trazabilidad automática integrada  
**Ciclo Rápido de 20 minutos**  
**5 Bandejas con capacidad extra**  
Compatible con la W&H Steri App

**€4.650**

PVP 7.003€



**Lisa**  
22 litros

Pantalla táctil a color Elisense  
Trazabilidad EliTrace  
**Eco Dry+ Ciclo 13 minutos**  
5 Bandejas  
Compatible con la W&H Steri App

**€5.950**

PVP 8.262€

\*\*Sólo en el modelo Lisa.

\*Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

# Accesorios de esterilización

## Tratamiento de agua Multidem C27

El sistema de tratamiento del agua Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

SIN PISTOLA      CON PISTOLA  
**€295**    **€345**  
 PVP 397€      PVP 479€

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.



## Trazabilidad Lisa Safe

Impresora de etiquetas  
 Incluye 3 rollos de etiquetas  
 Lector de código de barras  
 Apto para Lina mediante Multiport

**€995**  
 PVP 1.312€



## Unidad de Sellado Seal²

Con superficie de trabajo  
 Portarrollos doble  
 Sellado de 12 mm de ancho

**€490**  
 PVP 654€

# Mantenimiento Assistina

**3** Años de Garantía  
 Made in AUSTRIA



**2 cámaras de procesamiento** que pueden utilizarse de forma alterna


Limpieza y lubricación en **sólo 10 segundos**



## Assistina Twin

Incluye Assistina TWIN Care Set suficiente para procesamiento de unos 2.800 instrumentos. Incluye adaptador HPI para contra-ángulos.

**€1.695**  
 PVP 2.537€



Engranaje contra-ángulo después del mantenimiento convencional.

Engranaje contra-ángulo después del mantenimiento con Assistina.

La limpieza y la lubricación correcta son condiciones previas indispensables para una excelente función y larga vida útil de los instrumentos dentales rotatorios.



**3** Años de Garantía  
 Made in AUSTRIA



**Hasta 7.000 ciclos** con cada kit de lubricante y limpieza

Limpieza y lubricación en **sólo 35 segundos**

## Assistina 301 plus

Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 7.000 ciclos  
 Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión fija de 4 vías.

**€849**  
 PVP 1.325€

\*\*Las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones habituales de aplicación y de las máquinas. A causa de los factores de influencia externos (como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/-10%.

3 Años de garantía, condiciones en pág. 22.

# 3

**Años de  
Garantía**

Made in AUSTRIA



Potente micromotor  
**6,2 Ncm,**  
**200 a 40.000 rpm**

Función especial  
de **mecanizado  
de roscas**

Conectividad con Beacon,  
**evalúa la estabilidad  
del implante**

**Documentación** de  
los valores de  
inserción del  
implante en un USB



**ioDent® inside**

- > Conectividad con Osstell Beacon
- > Indicador de valores ISQ de Osstell
- > Función de registro de datos mejorada
- > Atornillado del implante programable
- > Protocolos de perforación programables
- > Conectividad con ioDent®



## Motor de implantología **Implantmed Plus**



Kits Implantmed Plus

**Pedal con cable**



**Kit C-01  
sin luz**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal con cable S-N2**

Micromotor SIN luz  
Contra-ángulo WI-75 E/KM

**€3.199**

PVP 4.032€



**Kit C-02 con luz  
LED+ autogenerada**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal con cable S-N2**

Micromotor SIN luz  
Contra-ángulo WS-75 LG

**€3.499**

PVP 4.495€



**Kit C-03 con luz  
LED+ continua**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal con cable S-N2**

Micromotor CON luz  
Contra-ángulo WS-75 L

**€3.799**

PVP 4.863€



Kits Implantmed Plus

**Pedal inalámbrico**



**Kit W-01  
sin luz**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal inalámbrico S-NW**

Micromotor SIN luz  
Contra-ángulo WI-75 E/KM

**€3.499**

PVP 4.403€



**Kit W-02 con luz  
LED+ autogenerada**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal inalámbrico S-NW**

Micromotor SIN luz  
Contra-ángulo WS-75 LG

**€3.799**

PVP 4.866€



**Kit W-03 con luz  
LED+ continua**

Implantmed PLUS SI-1023

**Pedal inalámbrico S-NW**

Micromotor CON luz  
Contra-ángulo WS-75 L

**€4.099**

PVP 5.235€

# Motor de implantología **Implantmed Classic**



Potente micromotor  
**5,5 Ncm,**  
**300 a 40.000 rpm**



Función especial  
de **mecanizado**  
de **roscas**



**Años de  
Garantía**  
Made in AUSTRIA



## Kit A sin luz

Implantmed CLASSIC SI-923  
Pedal con cable S-N1  
NUEVO micromotor SIN luz\*  
Contra-ángulo WI-75 E/KM

**€2.499**

PVP 3.866€



## Kit B con luz LED+ autogenerada

Implantmed CLASSIC SI-923  
Pedal con cable S-N1  
NUEVO micromotor SIN luz\*  
Contra-ángulo WS-75 LG

**€2.799**

PVP 4.329€



## Kit A2 sin luz

Implantmed CLASSIC SI-923  
Pedal con cable S-N1  
NUEVO micromotor SIN luz\*  
**2 Contra-ángulos WI-75 E/KM**

**€2.999**

PVP 4.819€



## Kit B2 con luz LED+ autogenerada

Implantmed CLASSIC SI-923  
Pedal con cable S-N1  
NUEVO micromotor SIN luz\*  
**2 Contra-ángulos WS-75 LG**

**€3.499**

PVP 5.745€

# Instrumental de **Cirugía**



Suministro de luz  
autogenerado  
**Mini LED+**

**Desmontables**  
para una limpieza  
profunda



**Años de  
Garantía**  
Made in AUSTRIA



**R&NOV€  
€595**  
+Info pag. 20



## WI-75 E/KM

Sin luz  
Spray externo  
Botón de presión  
Contra-ángulo 20:1  
No desmontable

**€725**

PVP 953€



**R&NOV€  
€795**  
+Info pag. 20



## WS-75 LG

Mini LED+ autogenerada  
Spray externo  
Botón de presión  
Contra-ángulo 20:1  
Desmontable

**€1.130**

PVP 1.416€



**R&NOV€  
€595**  
+Info pag. 20



## S-11 / S-11 LG

Sin Luz / Mini LED+ autogenerada  
Spray externo  
Sujeción de palanca  
Pieza de mano recta 1:1  
Desmontable

**€725/1.130**

PVP 907/1.394€



**R&NOV€  
€895**  
+Info pag. 20



## WS-91 LG

Mini LED+ autogenerada  
Spray triple  
Botón de presión  
Contra-ángulo 45° 1:2,7  
Desmontable

**€1.155**


PVP 1.306€

\*Micromotor y pedal NO COMPATIBLES con unidades de Implantmed SI-923 anteriores a Octubre de 2018

3 Años de garantía, condiciones en pág. 22.



# Motor de cirugía ósea ultrasónica **Piezomed**



**Detección automática** del inserto

**Tres programas** individualizados

**Función Boost** 20% más de potencia durante un tiempo

Pieza de mano con **anillo LED**



**Años de Garantía**  
Made in AUSTRIA



## Piezomed

Incluye **KIT BONE**, pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización.

**€5.450**

PVP 7.124€



## Piezomed + kit special

Incluye **KITS BONE y SPECIAL**, pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización.

**€5.950**

PVP 7.771€



## Pedal inalámbrico S-NW

Sustitución del pedal con cable por pedal inalámbrico al adquirir un PIEZOMED. Permite trabajar también con IMPLANTMED.

**€300\***

PVP 1.100€



3 Años de garantía, condiciones en pág. 22.

\* Precio de compra junto a un PIEZOMED



**Sergio López**

+34 645 591 726

sergio.lopez@wh.com

## A su servicio, nuestro experto en Piezomed

W&H pone a su disposición un experto en cirugía piezoeléctrica al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre Piezomed, sus insertos y los distintos tratamientos.



**Nuevo**

## Kit Implant Crestal Implantología

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal  
P: I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P  
A: I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

**€1.120**

PVP 1.273€



## Inserto B6

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25mm).

**PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.**

**€140**

PVP 188€




## Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea; corte de sierra, modelado, contorneado y ranurado: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

**€809**

PVP 920€




## Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5

**€569**

PVP 647€




## Kit Paro Periodoncia

Insertos para tratamiento de cavidades parodontales profundas y alisado abierto de raíces: P1, P2RD, P2LD

**€359**

PVP 406€



## Kit Endo Endodoncia

Insertos para endodoncia retrógrada: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

**€639**

PVP 724€



## Kit Ex Extracción

Insertos para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar: EX1, EX2

**€249**

PVP 287€

# Osstell, medición de la estabilidad del implante

Único avalado con **+1.000 estudios científicos independientes**

Osstell permite medir y realizar una evaluación segura de la estabilidad del implante junto a los SmartPegs, de este modo es posible **controlar la osteointegración y elegir el momento óptimo para cargar el implante.**

**ISQ** Resultado en **valores ISQ**

**+1.000** **+1.000 estudios científicos**

**Fácil evaluación** mediante luz de colores y valores ISQ

Conectividad con **Osstell Connect**



### Osstell Beacon

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración de forma rápida y sencilla gracias a su luz de color en función del valor ISQ. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

**€1.850**

PVP 2.601€



Seguridad  
Tranquilidad  
Confianza  
Confort

Conectividad con **Implantmed Plus SI-1023**



**3 Años de Garantía**

### Beneficios del uso de Osstell

- > Saber el valor exacto de la estabilidad inicial
- > Saber exactamente cuando cargar el implante
- > Elegir el protocolo adecuado a tiempo
- > Trabajar en confianza con carga inmediata
- > Cargar más rápido en comparación a las directrices/protocolos tradicionales
- > Minimizar el factor riesgo del tratamiento y asumir casos más difíciles
- > Comunicación al paciente/equipo/Drs. referidos
- > Control de Riesgos y Seguridad Médico Legal



### Módulo Osstell ISQ para Implantmed Plus SI-1023

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración directamente en su Implantmed Plus con el módulo accesorio para Implantmed SI-1023. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

**€1.199**

PVP 2.654€



+info en su móvil  
**Listado SmartPegs Osstell**



### SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS\*\* COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	105€/caja	21€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	95€/caja	19€/unid.
<b>3 CAJAS</b>	<b>15 unid.</b>	<b>85€/caja</b>	<b>17€/unid.</b>

SMARTPEG DESDE **€17/unidad**

SOLICITE SU MODELO  
Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las cajas pueden ser de distintos modelos.

\*\* Por estudios clínicos o científicos independientes.



### Osstell IDx

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración almacenando los datos del paciente y los resultados directamente en el dispositivo. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

**€2.995**

PVP 4.672€

\*Registrando su dispositivo Osstell en **Osstell Connect**.

# Plan Renove cirugía W&H

**Descuentos y precios especiales** aplicables, exclusivamente, a la entrega a cambio de un producto antiguo de similares características y de cualquier fabricante.



## Su plan Renove **paso a paso**

Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



### Kit Implantmed Classic SI-923

Implantmed SI-923  
Pedal con cable S-N2  
Micromotor EM-19

**€1.950**  
PVP 2.913€  
**R&NOV&**



#### WI-75 E/KM

Sin luz  
Spray externo  
Botón de presión  
Contra-ángulo 20:1  
No desmontable

**€595**  
PVP 953€  
**R&NOV&**



#### WS-75 LG

Mini LED+ autogenerada  
Spray externo  
Botón de presión  
Contra-ángulo 20:1  
Desmontable

**€795**  
PVP 1.416€  
**R&NOV&**



#### S-11 / S-11 LG

Sin Luz / Mini LED+ autogenerada  
Spray externo  
Sujeción de palanca  
Pieza de mano recta 1:1  
Desmontable

**€595/895**  
PVP 907/1.394€  
**R&NOV&**



#### Micromotor Implantmed SI-923/2011

Sin Luz  
Cable de 1,8 metros

**€620**  
PVP 1.015€  
**R&NOV&**

\*El envío del material antiguo a las instalaciones de W&H supondrá la cesión de la titularidad del material a W&H Ibérica.

3 Años de garantía, excepto Plan Renove, condiciones en pág. 22.

# Red de Asesores Comerciales

Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.



**Ángela Paredes**  
CEO



**Jose Martínez**  
Director comercial  
+34 660 867 290  
[jose.martinez@wh.com](mailto:jose.martinez@wh.com)

**Pablo Ramol**  
Asesor comercial  
Madrid, Castilla y León,  
Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria, País  
Vasco, Navarra y La Rioja  
+34 618 622 175  
[pablo.ramol@wh.com](mailto:pablo.ramol@wh.com)



**Jose Luis Manzanque**  
Asesor comercial  
Cataluña y Aragón  
+34 672 496 051  
[joseluis.manzaneque@wh.com](mailto:joseluis.manzaneque@wh.com)




**Sergio López**  
Asesor comercial  
Galicia y Portugal  
+34 645 591 726  
[sergio.lopez@wh.com](mailto:sergio.lopez@wh.com)



**Rafael Janer**  
Asesor comercial  
Andalucía, Extremadura y Canarias  
+34 663 740 915  
[rafael.janer@wh.com](mailto:rafael.janer@wh.com)



**Atención al cliente**  
+34 96 353 20 20  
[oficinas.es@wh.com](mailto:oficinas.es@wh.com)



**Ramón Ferrer**  
Asesor comercial  
Comunidad Valenciana,  
Murcia, Albacete y Baleares  
+34 665 565 832  
[ramon.ferrer@wh.com](mailto:ramon.ferrer@wh.com)

**Atención al cliente**  
☎ +34 96 353 20 20  
📞 +34 609 33 33 78  
✉ [oficinas.es@wh.com](mailto:oficinas.es@wh.com)



Todos los productos de este catálogo disfrutan de **3 años de garantía** al registrarlos en [www.wh.com](http://www.wh.com) durante el periodo de garantía original, excepto Plan Renove.

Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta [www.wh.com](http://www.wh.com)

W&H dispone de una **sala multiusos** en Valencia para sus reuniones, formaciones, presentaciones...



Sala audiovisual de 75 m<sup>2</sup>  
Sala domótica climatizada con WiFi  
Proyector Full HD  
Pantalla de proyección eléctrica de 3 metros  
Sistema de audio BOSE®  
Microfonía inalámbrica SHURE®/SENNHEISER®  
Sala adaptada a minusválidos  
Sala de espera

**¡Solicite información sin compromiso!**


t +34 96 353 20 20  
[salapremium@wh.com](mailto:salapremium@wh.com)

# Servicio Técnico **Oficial W&H**



# 12 Meses de Garantía

En todas las reparaciones



## Equipos de sustitución

W&H Dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.



### Presupuesto y transporte gratuitos

W&H ofrece la recogida del material para reparación y se lo envía, una vez reparado, con total garantía y de forma gratuita.



### Asesoramiento técnico

Nuestro equipo técnico le asesorará telefónicamente de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.



### Calidad al detalle

Al ser fabricantes podemos reparar nuestros productos con repuestos originales al detalle, garantizándole la mayor calidad al menor precio.



### Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.

#### W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, España  
t +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
wh.com

## Atención al cliente

☎ +34 96 353 20 20

☎ +34 609 33 33 78

✉ [oficinas.es@wh.com](mailto:oficinas.es@wh.com)

